

Plateforme multifonctionnelle de soins de la peau 7 en 1

GARDIEN DE VOTRE JEUNESSE !!

- ▶ Nettoyage en profondeur
- ▶ Raffermissement de la peau
- ▶ Traitement de l'acné
- ▶ Hydratant
- ▶ Réparation de la peau
- ▶ Importation d'essence
- ▶ Analyse de la peau






1. Dull complexion



2. Grands pores



3. Les rides



4. peau sèche



5. Acné



6. Relâchement cutané



UNE MACHINE Résout tous les problèmes de peau


L'instrument de soins de la peau multifonctionnel HI-SKIN est un ensemble complet de huit types de technologies de pointe, qui peuvent résoudre presque tous les problèmes de peau du visage. C'est le meilleur choix pour les cliniques de la peau et les salons de beauté. L'instrument est équipé de la plupart des fonctions de traitement couramment utilisées, y compris le nettoyage, l'hydrafton, le liftage et le raffermisssement, l'acné, la sédafton, l'élimination des peaux mortes, l'analyse de la peau, etc.






POIGNÉE HYDROGEN OXYGEN HYDRO DERMABRASION


Ouvrez les pores, donc dans la couche cornée, nettoyez la peau en profondeur, hydratez-la en profondeur, éliminez les points noirs, améliorez la peau jaune foncé et rendez la peau propre, blanche et complète.



La solufton est pulvérisée par l'entrée de la buseftp. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.



Les déchets et la solufton restante sont aspirés vers le conteneur par des entrées



La solufton est fournie à la surface de la peau par la buseftp

Une variété de têtes de traitement sont équipées, les utilisateurs peuvent choisir la tête de traitement propre dont ils ont besoin en fonction de l'état de la peau



Tête d'hydronettoyage à turbine dure de tuyaux



Tête de microdermabrasion



Tête d'hydronettoyage en silicone soft




Tête de nettoyage



COOL RF ET MANCHE DE MARTEAU FROID

La poignée Cool RF utilise un système de refroidissement épidermique intelligent. En pré-refroidissant l'épiderme, la majeure partie de l'énergie RF est poussée vers les couches profondes de la peau. Tout en protégeant l'épiderme des brûlures, l'énergie thermique est concentrée dans les couches profondes de la peau pour simuler la régénération du collagène. Les deux fonctions de RF et de marteau froid peuvent être utilisées séparément. Éteignez l'énergie RF, la poignée peut également être utilisée comme marteau froid seul pour rétrécir les pores, calmer le épiderme et éliminer les rougeurs locales.



Poignée de pulvérisation d'atomisation en polymère

Combiné avec des produits liquides, le liquide est converti en petites molécules en forme de brume par atomisation à haute pression, puis rapidement versé dans le derme par pulvérisation à haute pression pour obtenir un effet hydratant en profondeur






POIGNÉE D'INTRODUCTION DES ULTRASONS

Vibration ultrasonique pour ouvrir rapidement les pores, permettant à l'essence de pénétrer dans la couche basale de la peau

POIGNÉE RF BIPOLAIRE

Liftant et éclaircissant, améliorant l'eye-liner et favorisant la régénération du collagène






SONDE DE DÉTECTION DE PEAU HD

La sonde de détection de peau haute définition utilise une caméra haute définition avec 5 000 000 pixels et une résolution de 1280*1024, qui peut clairement observer la véritable condition de la peau et de chaque pore.



POIGNÉE DE NETTOYAGE DE LA PEAU À VIBRATION ULTRASONIQUE

Éliminez les peaux mortes par des ondes de vibration à haute fréquence, éliminez les points noirs, adoucissez les kératinocytes de la peau et nettoyez en profondeur la saleté de la peau.



PORTÉE DU TRAITEMENT

Nettoyage en profondeur

Enlevez les points noirs, les

acariens Clear d'Enlevez la

poussière de graisse d'Enlevez la

peau morte

Raffermisssement de la peau

Lifting du visage, lifting des

yeux, élimination des rides

Skin Rejuvenation

Hydratation de la peau,

rétrécissement des pores, importa-

tion d'essence, traitement de l'acné

blanchissant la peau



Analyse de peau

Analyser les conditions cutanées et

comparer les conditions cutanées

avant et après le traitement

AVANT ET APRÈS



SPÉCIFICATION

Pouvoir	600w
Fréquence RF	3MHz
Filtrer	10.4inch touch screen
Pixel	20million
Sonde de dermabrasion	10 pics
Vide	0-90Kpa
Capacité de débit	30 L Max
Tension	100V-240V 50Hz-60Hz

Académie Beauty Swiss Samuelian

Amelia samuelian

Rue du Jura 4b

1800 Vevey

Suisse VD

+41797613085